

Безопасность – одна из базовых потребностей любого человека.

В стоматологической клинике ГЕЛИОСДЕНТ действует бескомпромиссная система обеспечения безопасности Вашего лечения.

Сегодня мы бы хотели вам рассказать, как мы обрабатываем стоматологические наконечники.

Перед началом лечения, на глазах у пациента, вскрывается одноразовая упаковка и извлекается стерильный стоматологический наконечник.



Все стоматологические наконечники, используемые нами, позволяют пациентам комфортно получать лечение, т.к. рабочее поле хорошо освещается мощным светодиодом, охлаждается 5 точечным спреем воздушнокапельной смесью и отсутствует вибрация из-за высоких оборотов и применения калиброванных боров.



После окончания лечения стоматологический наконечник помещается в специализированную установку «Ассистина». В ней происходит очистка, продувка и смазывание сложного механизма.



Далее наконечник помещается в стерильную упаковку и подвергается автоклавированию при $T=134^{\circ}\text{C}$.



Стерильный
стоматологический
наконечник вновь готов
к работе, обеспечивая
100% безопасность.

